

1210 Wien | Kürschnergasse 6b | Tel.: (01) 260 53-0 Fax: (01) 260 53-500 | mail@labors.at | www.labors.at

ANALYSEN-ANFORDERUNGSSCHEIN

Stempel des/der zuweisenden Arztes/Ärztin

Nachname	 Vorname		
Geburtsdatum .	 Vers.Nr.		
Krankenkasse		□ W	
Adresse			
Diagnose			
Datum _			

ANALYSEN-ANFORDERUNGSSCHEIN Beta-Amyloid 42/40-Ratio

Präanalytik:

Bitte beachten Sie: Die Proben müssen gekühlt bei +4° Celsius transportiert werden und innerhalb von 6 Stunden im Labor einlangen. Die Probe darf nicht gefroren werden.

Vorgehen:

- <u>Bitte fordern Sie zeitgerecht noch vor der Blutabnahme eine Akut-Abholung der Probe an</u> (telefonisch unter 01/26053-600), damit wir die Probe auf schnellstem Wege in unser Labor transportieren können.
- Bitte beschriften Sie das Röhrchen mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Patienten.
- Bitte fordern Sie online die Analyse "BETAMYL" Alzheimer Demenz beta-Amyloid an, sie erhalten damit das korrekte Klebeetikett für das <u>K2EDTA Röhrchen.</u> Sollte eine online Anforderung für Sie nicht möglich sein verwenden Sie bitte diesen Anforderungsbeleg.
- Nach der Abnahme geben Sie das EDTA-Röhrchen in den (bei +4°C vorgekühlten) Kühlcontainer. NICHT zentrifugieren. Bitte planen Sie die Blutentnahme wenn möglich zeitnahe zur Abholung durch unsere Fahrer:innen.

Benötigte Materialien:

- 9 ml Röhrchen mit <u>K2EDTA</u> (Spezialröhrchen)
- Kühlcontainer (bitte im Kühlschrank bei +4°C lagern)
- Anforderungsbeleg

Das alles können Sie telefonisch unter 01/26053-600 anfordern.